




PASSEPORT DE RECYCLAGE

BOÎTIER DU TUBE À RAYONS X

| | |
|-----------------------------|---|
| Produits : | Boîtier du tube à rayons X |
| Modèles : | Boîtier du tube à rayons X Alta750 |
| Fabricant : | Richardson Electronics - Healthcare 40W267 Keslinger Road LaFox, Illinois 60147 États-Unis |
| Coordonnées électroniques : | www.rellhealthcare.com |
| Poids total : | 68,5 kg (151,0 lb) |

Informations relatives au recyclage

| | | |
|---|--|---|
| Précautions particulières  | Éléments | Emplacement |
| | Le produit est lourd par nature | |
| | Le produit contient un sous-ensemble sous vide poussé. | |
| | Ce produit est destiné à être retourné au fabricant afin d'être éliminé correctement. | |
| | Contactez Richardson Electronics pour connaître les modalités de manutention et d'élimination appropriées. | |
| Fluides  | Éléments | Emplacement |
| | Huile minérale isolante (sans PCB) | Boîtier |
| | Propylène glycol | Tuyaux, tube |
| Dangereux  | Substances | Emplacement |
| | Plomb (pour le blindage contre le rayonnement) | Boîtier |
| | Béryllium (Be) | Matériau de la fenêtre du tube à rayons X |

