




## **RECYCLING-PASS**

# **RÖNTGENRÖHRENGEHÄUSE-BAUGRUPPEN**

Produkte:	Röntgenröhrengehäuse-Baugruppe
Modelle:	Alta750 Röntgenröhrengehäuse-Baugruppe
Hersteller:	Richardson Electronics - Healthcare 40W267 Keslinger Road LaFox, Illinois 60147 USA
Informationen zur Elektronik:	<a href="http://www.rellhealthcare.com">www.rellhealthcare.com</a>
Gesamtgewicht:	68,5 kg (151,0 lbs.)

**Recycling-Informationen**

Besondere Aufmerksamkeit	Punkte	Ort
	Das Produkt ist von Natur aus schwer.	
	Produkt enthält eine Hochvakuum-Baugruppe.	
	Das Produkt ist zur ordnungsgemäßen Entsorgung an den Hersteller zurückzusenden.	
	Wenden Sie sich für die ordnungsgemäße Handhabung und Entsorgung an Richardson Electronics.	
Flüssigkeiten	Flüssigkeiten	Ort
	Mineralisches Isolieröl (keine PCBs)	Gehäuse
	Propylenglykol	Schläuche, Röhre
Gefahrenstoffe		Ort
	Blei (als Strahlenschutz)	Gehäuse
	Beryllium (Be)	Material der Sichtscheibe in der Röntgenröhre

