




PASZPORT RECYKLINGU

ZESPOŁÓW OBUDÓW LAMP RENTGENOWSKICH

Wyroby:	Zespół obudowy lampy rentgenowskiej
Modele:	Zespół obudowy lampy rentgenowskiej Alta750
Producent:	Richardson Electronics – Healthcare 40W267 Keslinger Road LaFox, Illinois 60147 USA
Informacje o instalacji elektronicznej:	www.rellhealthcare.com
Masa całkowita:	68,5 kg (151,0 funta)

Informacje o recyklingu

<p>Zwrócić szczególną uwagę</p> 	Pozycje	Lokalizacja
	Wyrób jest ciężki.	
	Wyrób zawiera podzespół wysokopróżniowy.	
	Wyrób należy zwracać do producenta w celu prawidłowej utylizacji.	
	Kontaktować się z firmą Richardson Electronics w sprawie prawidłowego postępowania i utylizacji.	
<p>Płyny</p> 	Pozycje	Lokalizacja
	Mineralny olej izolacyjny (bez PCB)	Obudowa
	Glikol propylenowy	Węże, lampa
<p>Niebezpieczny</p> 	Substancje	Lokalizacja
	Ołów (do ochrony przed promieniowaniem)	Obudowa
	Beryl (Be)	Materiał okna lampy rentgenowskiej

