

PASSAPORTE DE RECICLAGEM

CONJUNTOS DO COMPARTIMENTO DO TUBO DE RAIOS X

Produtos:	Conjunto do compartimento do tubo de raios X
Modelos:	Conjunto do compartimento do tubo de raios X Alta750
Fabricante:	Richardson Electronics - Healthcare 40W267 Keslinger Road LaFox, Illinois 60147 EUA
Informações eletrônicas:	www.rellhealthcare.com
Peso total:	151,0 lbs. (68,5 kg)

Informações sobre reciclagem

Atenção especial	Itens	Localização
	O produto é pesado.	
	O produto contém um subconjunto de alto vácuo.	
	O produto destina-se a ser devolvido ao fabricante para o descarte adequado.	
	Entre em contato com a Richardson Electronics para o manuseio e o descarte adequados.	
Fluidos	Itens	Localização
	Óleo isolante mineral (sem PCBs)	Compartimento
	Propilenoglicol	Mangueiras, Tubo
Substâncias	Perigosas	Localização
	Chumbo (para blindagem de radiação)	Compartimento
	Berílio (Be)	Material da janela do tubo de raios X

