




ПАСПОРТ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

РЕНТГЕНОВСКИЕ ТРУБКИ В КОРПУСЕ

Изделия:	Рентгеновская трубка в корпусе
Модели:	Рентгеновская трубка в корпусе Alta750
Производитель:	Richardson Electronics - Healthcare 40W267 Keslinger Road LaFox, Illinois 60147 США
Информация об электронных компонентах:	www.rellhealthcare.com
Общий вес:	151,0 фунтов (68,5 кг)

Информация о вторичной переработке

<p>Внимание</p> 	Компоненты	Место
	Изделие является тяжелым.	
	Изделие содержит высоковакуумный подузел.	
	Продукт следует вернуть производителю для надлежащей утилизации.	
	Обращайтесь в компанию Richardson Electronics для надлежащей обработки и утилизации изделия.	
<p>Жидкости</p> 	Компоненты	Место
	Изолирующее минеральное масло (без ПХД)	Корпус
	Пропиленгликоль	Шланги, трубка
<p>Опасно</p> 	Вещества	Место
	Свинец (для защиты от радиации)	Корпус
	Бериллий (Be)	Материал окна рентгеновской трубки

