

回收再利用信息

X 射线管热交换器

产品:	X 射线管热交换器
型号:	Alta750 X 射线管外壳组件
制造商:	Richardson Electronics - Healthcare 40W267 Keslinger Road LaFox, Illinois 60147 美国
网址:	www.rellhealthcare.com
总重量:	151.0 磅(68.5 Kg)

回收再利用信息

特别注意事项	项目	位置
	产品本身非常重。	
	产品内含有高真空度元件。	
	产品需送回制造商处进行妥善处理。	
	有关正确运输和处理的信息，请联系 Richardson Electronics。	
液体	项目	位置
	矿物绝缘油（不含多氯联苯）	外壳
	丙二醇	软管、射线管
危险	物质	位置
	铅（用于屏蔽辐射）	外壳
	铍 (Be)	X 射线管窗口材料

