

CREDECIAL DE RECICLAJE


MÓDULOS DE TUBOS DE RAYOS X

Productos:	Módulo de tubo de rayos X
Modelos:	Módulo de tubo de rayos X Alta750
Fabricante:	Richardson Electronics - Healthcare 40W267 Keslinger Road LaFox, Illinois 60147 EE. UU.
Información electrónica:	www.rellhealthcare.com
Peso total:	151,0 lb (68,5 kg)

Información de reciclaje

Atención especial	Asunto	Ubicación
	El producto es pesado por su naturaleza.	
	El producto contiene un submódulo de alto vacío.	
	El producto se debe devolver al fabricante para su desecho correcto.	
	Contacte a Richardson Electronics para obtener instrucciones correctas de manipulación y desecho.	

Fluidos	Elemento	Ubicación
	Aceite mineral aislante (sin bifenilos policlorados)	Carcasa
	Propilenglicol	Mangueras, tubo

Peligro	Sustancias	Ubicación
	Plomo (como blindaje contra la radiación)	Carcasa
	Berilio (Be)	Material de la ventana del tubo de rayos X

