

PASSEPORT DE RECYCLAGE

ÉCHANGEUR DE CHALEUR DE TUBE À RAYONS X

Produit :	Échangeur de chaleur de tube à rayons X
Modèle :	Échangeur de chaleur RELL HE1256.2
Fabricant :	Richardson Electronics - Healthcare 40W267 Keslinger Road LaFox, Illinois 60147 États-Unis
Coordonnées électroniques :	www.rellhealthcare.com
Poids total :	30 kg (66,1 lb)

Informations relatives au recyclage

Précautions particulières	Éléments	Emplacement
	Ce produit est destiné à être retourné au fabricant afin d'être éliminé correctement	
	Contactez Richardson Electronics pour connaître les modalités de manutention et d'élimination appropriées.	

Fluides	Article	Emplacement
	Propylène glycol	Tubulures, radiateur, pompe

