



## **PASZPORT RECYKLINGU**

### **WYMIENNIK CIEPŁA LAMPY RENTGENOWSKIEJ**

Wyrób:	Wymiennik ciepła lampy rentgenowskiej
Model:	Wymiennik ciepła RELL HE1256.2
Producent:	Richardson Electronics – Healthcare 40W267 Keslinger Road LaFox, Illinois 60147 USA
Informacje o instalacji elektronicznej:	<a href="http://www.rellhealthcare.com">www.rellhealthcare.com</a>
Masa całkowita:	30 kg (66,1 funta)

**Informacje o recyklingu**

<b>Zwrócić szczególną uwagę</b> 	<b>Pozycje</b>	<b>Lokalizacja</b>
	Wyrób należy zwracać do producenta w celu prawidłowej utylizacji Kontaktować się z firmą Richardson Electronics w sprawie prawidłowego postępowania i utylizacji	
<b>Płyny</b> 	<b>Pozycja</b>	<b>Lokalizacja</b>
	Glikol propylenowy	Linie, chłodnica, pompa

