



## **PASSAPORTE DE RECICLAGEM**

### **TROCADOR DE CALOR DO TUBO DE RAIOS X**

Produto:	Trocador de calor do tubo de raios X
Modelo:	Trocador de calor RELL HE1256.2
Fabricante:	Richardson Electronics - Healthcare 40W267 Keslinger Road LaFox, Illinois 60147 EUA
Informações eletrônicas:	<a href="http://www.rellhealthcare.com">www.rellhealthcare.com</a>
Peso total:	66,1 lbs. (30 kg)

## Informações sobre reciclagem

Atenção especial	Itens	Localização
	O produto destina-se a ser devolvido ao fabricante para o descarte adequado	
	Entre em contato com a Richardson Electronics para o manuseio e o descarte adequados	

Fluidos	Item	Localização
	Propilenoglicol	Linhas, Radiador, Bomba

