



## 回收再利用信息

### X 射线管热交换器

产品:	X 射线管热交换器
型号:	RELL HE1256.2 热交换器
制造商:	Richardson Electronics - Healthcare 40W267 Keslinger Road LaFox, Illinois 60147 美国
网址:	<a href="http://www.rellhealthcare.com">www.rellhealthcare.com</a>
总重量:	66.1 磅(30 Kg)

回收再利用信息

特别注意事项 	项目	位置
	产品需送回制造商处进行妥善处理	
	有关正确运输和处理的信息，请联系 Richardson Electronics。	
液体 	项目	位置
丙二醇	管路、散热器、泵	

