



CREENCIAL DE RECICLAJE

INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA TUBOS DE RAYOS X

Producto:	Intercambiador de calor para tubos de rayos X
Modelo:	Intercambiador de calor RELL HE1256.2
Fabricante:	Richardson Electronics - Healthcare 40W267 Keslinger Road LaFox, Illinois 60147 EE. UU.
Información electrónica:	www.rellhealthcare.com
Peso total:	66,1 lb (30 Kg)

Información de reciclaje

Atención especial	Asunto	Ubicación
	El producto se debe devolver al fabricante para su desecho correcto.	
	Contacte a Richardson Electronics para obtener instrucciones correctas de manipulación y desecho.	
Fluidos	Elemento	Ubicación
	Propilenglicol	Tubos, radiador, bomba

